

### Indication

SHERATWIST 60 est un silicone malléable par addition pour cabinet dentaire et laboratoire dentaire.

utilisation en cabinet dentaire:

matériau d'empreintes pour wash-technique et empreinte en deux temps

utilisation avec SHERASIL EXTRA-LIGHT

utilisation en laboratoire dentaire:

pour la confection de clés et des modèles de réparations des prothèses résines

pour protéger les dents du plâtre lors de la mise en moufle

### Manipulation

Doser les deux composants à l'aide des cuillères dosettes et malaxer selon le rapport 1:1.

### Spécifications techniques (temps indiqué dès le malaxage à 23°C)

Temps de malaxage	30 secondes
Temps de manipulation	1,5 minutes
Temps de prise	4 minutes
Temps de prise en bouche	env. 2 minutes
Dureté Shore A (après 24 heures)	60
Définition des détails ( )	< 1,5
Changement linéaire des dimensions (%) après 24 heures	< 0,05
Déformation sous pression (%)	< 1
Retour à la forme (%)	> 99,5
Résistance à la chaleur (°C)	130

Remarques:

- Refermer les boîtes immédiatement après usage. Ne pas interchanger les couvercles et les dosettes.
- Le rapport de mélange doit être absolument respecté pour obtenir les temps de prise indiqués.
- Un surdosage du catalyseur n'accélère pas le temps de prise.
- Lorsque la base et le catalyseur sont en contact avec la main avant le malaxage, le temps de prise du matériau est écourté.
- Des gants en latex empêchent la prise du matériau. Nous conseillons l'utilisation de gants en vinyle ou de se laver les mains pour éliminer les résidus de talc.

### Garantie

SHERA Werkstoff-Technologie GmbH & Co. KG est certifié DIN EN ISO13485 et garantit une première qualité à ses produits, grâce aux contrôles effectués en permanence à tous les stades de la production. Nos modes d'emploi se basent sur nos tests en laboratoires et sur nos expériences. Les spécifications techniques sont indicatives mais peuvent être obtenues en suivant absolument à la lettre ce mode d'emploi. L'utilisateur est seul responsable de la façon dont il emploie les produits. Nous ne pouvons être tenus responsables de résultats insatisfaisants, étant donné que nous n'avons aucune influence sur la mise en œuvre des produits. Les dédommagements, qui toutefois peuvent s'effectuer, se limitent uniquement à la valeur commerciale du produit.

